

FICHE PRODUIT



Brassard Velcro Nylon gris, adulte

Référence : SOC-520621

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Brassard Velcro Nylon gris, adulte

Dimensions du brassard:

Taille : M (Adulte)

Brassard: 14 x 51 cm

Poche : 12 x 27 cm

Circonférence du Bras : 26 à 34 cm

Fixation: Velcro

Matière: Nylon

Couleur : Gris

Marquage: index (taille, artère), instructions de lavage

Marque: Spengler

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/6490-brassard-velcro-nylon-gris-adulte.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com