

FICHE PRODUIT

Gueridon 2 plateaux INox 750 x 500 mm

Référence : SOC-741

Description du produit

Description:

- Gueridon 2 plateaux INox 750 x 500 mm.
- Entièrement réalisés en acier inoxydable 18/10.
- Très belle finition poli brillant.
- Grande stabilité.
- Entretien aisé.

Charge maximale: 60 kg répartis sur les plateaux 2 poignées de poussée, plateaux emboutis.

Piètements : Tube diam. 25 mm, roues diam. 75 mm non tachantes.

2 VERSIONS: Démontables ou soudés argon.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-en-inox-pour-instruments/6491-gueridon-2-plateaux-inox-750-x-500-mm.html>



Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com