

FICHE PRODUIT

Chariot inox à pansements, 2 plateaux, avec le tiroir et poubelle

Référence : SOC-741153110

Description du produit

Chariot à pansements inox 2 plateaux avec tiroir et poubelle

Ce **chariot à pansements en inox** est un guéridon de soins complet, conçu pour le transport et l'organisation du matériel lors des pansements, soins et interventions. Sa structure tout inox lui assure robustesse, durabilité et une hygiène irréprochable dans les environnements médicaux exigeants.

Un équipement complet

Il associe **deux plateaux en inox de 750 x 500 mm** offrant une grande surface de travail, un **tiroir de rangement** (255 x 400 x 115 mm) pour les petits instruments et consommables, ainsi qu'une **poubelle inox de 14 L montée sur support** pour l'élimination immédiate des déchets de soins.

Hygiène et entretien

Entièrement réalisé en **acier inoxydable**, ce chariot est **facile à nettoyer et à désinfecter**, conforme aux exigences d'asepsie. Ses surfaces lisses limitent la rétention des salissures et résistent aux produits de désinfection courants.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Usages

Idéal au **bloc opératoire, en salle de soins, en service hospitalier ou en cabinet médical**, il accompagne les professionnels de santé pour des soins organisés, mobiles et hygiéniques au quotidien.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-en-inox-pour-instruments/6492-gueridon-2-plateaux.html>



Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com