

FICHE PRODUIT

Autoclave Mediclave 18L, Classe B

Référence : SOC-151214

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Le **Mediclave** est un autoclave médical de paillasse conçu pour offrir une stérilisation fiable et efficace dans les espaces réduits. Il répond aux besoins des cabinets dentaires, podologiques, cliniques chirurgicales et vétérinaires.

Cet appareil de **classe B** intègre des cycles pré-réglés et configurables, avec des temps de traitement rapides pour optimiser la productivité. Grâce à son format compact et sa technologie de pointe, il permet une stérilisation performante sans compromis sur les normes de sécurité.

Le Mediclave respecte les directives suivantes : directive dispositifs médicaux 93/42/CE, norme EN13060 pour petits stérilisateur à vapeur, directive équipements sous pression 2014/68/UE, ainsi que les normes CEI EN 61326-1, EN 61010-1 et EN 61010-2-40.

Que ce soit pour un usage en cabinet dentaire ou en clinique spécialisée, le Mediclave propose une solution abordable et fiable adaptée aux exigences de stérilisation basse à modérée.

• Caractéristiques

- Une qualité supérieure avec cuve et réservoir en inox.
- Un autoclave simple d'utilisation grâce à son tableau de commande simple et complet qui garantit une sélection aisée sur écran intuitif et un affichage des cycles de stérilisations (12 cycles pré-réglés).
- Une traçabilité des cycles avec clé USB et imprimante thermique comprises, qui génère un

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

archivage de 50 cycles.

- Une sécurité TAPC (contrôle permanent du cycle).
- Cet autoclave possède une grande capacité, il est livré avec 5 plateaux inox.
- L'autoclave Mediclave est conforme sur la conception, certification et validation selon les normes EN 133060, EN ISO 13485. La directive 93/42/CEE.

- **Composants**

- Volume de la chambre de stérilisation : 18 litres
- Capacité du réservoir d'eau propre : 3 litres
- Capacité du réservoir d'eau sale : 3,75 litres
- Consommation eau par cycle (mini-maxi) : 0,16 litres/0,18 litres
- 12 cycles de stérilisation pré-enregistrés : 121 à 134 °C, emballés, non emballés, creux, solide, poreux, caoutchouc, gaze, verre dont un cycle Prions 134°C 18 minutes
- Programme Test Bowie & Dick
- Tension alimentation électrique et fréquence : 220V-50 Hz
- Variation de tension maximum admise : $\pm 10 \%$
- Puissance électrique maximum : 1500 W
- Niveau sonore : < 45 Db
- Température ambiante maximum admise : 5-40 °C
- Humidité ambiante maximum admise : 85 %
- Poids total de chargement > Instruments solides non conditionnés : 4,50 kgs > Instruments solides conditionnés : 4,50 kgs > Instruments creux conditionnés ou non : 3,75 kgs
- Charges poreuses : 3,00 kgs
- Dimensions hors tout : L 460 x P 597 x H 460 mm
- Dimensions minimales nécessaires pour le positionnement de l'appareil sur un plan de travail : L 460 x P 560 x H 880 mm
- Dimensions de la chambre : Ø 250 x 355 mm
- Equipement de la chambre 1 support + 5 plateaux
- Plateaux grillagés : 188 x 290 x 20 mm • Poids : 48 kgs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/6493-autoclave-mediclave-18l-classe-b.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com