

FICHE PRODUIT



Négatoscope 3 plages

Référence : SOC-YGD-01-3

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques :

- Source de lumière fluorescente
- Châssis 'cadre) en alliage d'aluminium électrophorétique
- Ecran acrylique haute définition de pénétration de la lumière
- Entretien facile
- Dispositif de clip intérieur, le film peut être clippé fermement et retiré facilement

Données techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	1 Plage	2 Plages	3 Plages
Dimensions globales	440 x 500 x 105	930 x 500 x 105	1230 x 500 x 105
Taille de l'écran	362 x 420	850 x 420	1150 x 420
Puissance	30 W	120 W	160 W
Uniformité de la luminosité de l'écran	2000cd/m2		
Equilibre de la luminosité de l'écran	>ou = 70%		
Stabilité	<2%		

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/negatoscopes-lampes-loupes/6496-negatoscope-3-plages-modele-ygd-01-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com