

FICHE PRODUIT



Paravent plombé triple panneaux

Référence : SOC-504848

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Description:

- Le paravent plombé triple panneaux est utilisé pour la radiographie.
- Il permet la protection du personnel médical lors des interventions.
- Il est équipé d'une vitre acrylique plombée permettant de visualiser le champ opératoire tout en étant protégé.
- Il est composé d'un appui, d'une glissière, de pinces, d'une échelle et de plaques de support supérieure et inférieure.
- La plaque de support supérieure peut supporter des éléments de moins de 100 Kgs.
- Les pinces peuvent être déplacées de haut en bas en fonction de votre taille. .

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/paravents-et-rouleaux-en-plomb/6498-pravent-triple.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com