

FICHE PRODUIT



Cônes à extrémité fine et ronde 10 µl, Ø : 0,57 mm Rack de 200

Référence : GIL-LAMBDA2EM

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes à extrémité fine et ronde 10 µl, Ø: 0,57 mm; Rack de 200;

- * En polypropylène; Rack autoclavable;
- * Absence de RNase, DNase;
- * Niveau d'endotoxine contrôlé;
- * Facilitent les opérations de chargement des gels du type SDS-PAGE;
- * Type GILSON P2-P10 EPPENDORF / SOCOREX;
- * Longueur totale: 45 mm;
- * Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-extremite-fine-et-ronde/65-cones-a-extremite-fine-et-ronde-10-l-a-0-57mm-rack-de-20.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com