

FICHE PRODUIT

Chariot d'urgence modèle JDE

Référence : SOC-JDE25234

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Chariot d'urgence modèle JDE

Caractéristiques du Chariot d'urgence modèle JDE :**- Matériaux :**

Surface ABS modulaire avec plateau en acier inoxydable de type #304, chariot portatif de corps, résistant à la corrosion et facile à nettoyer. Pilier en alliage d'aluminium se caractérisant par une grande résistance, une résistance à l'abrasion et à la corrosion. Panneau en composite d'aluminium pour les panneaux latéral et arrière.

- Surface :

La surface grise de la table est installée avec des barrières en acier inoxydable sur trois des côtés, barres soudées en acier inoxydable de type #304, ferme et fiable.

- Tiroirs :

Design multi-type, tiroir moulé en alliage d'aluminium, possédant une fermeture à glissière douce, et un diviseur transparent PC qui est pratique pour le stockage après tri de médicaments et d'appareils, poignée ; mat anti-dérapant dans chaque tiroir.

- Fermeture : joints de verrou pour la sécurisation des médicaments.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Roues** : Quatre roues pivotantes silencieuses, dont le diamètre est de Ø 100 mm. Deux d'entre elles possèdent des freins.
- **Capacité de chargement des tiroirs** : 50 Kg, la charge globale étant de 200 Kg.
- **Couleur** : orange.

Accessoires standards :

1. Étagère de défibrillateur
2. Table d'extension en ABS sur le côté gauche du chariot
3. Avec pôle IV en forme L
4. Deux bacs à déchets
5. Joints de verrou
6. Panier à fil : 350x100x130 mm
7. Carte CPR
8. Support d'alimentation externe et fiche conseil
9. Support du réservoir à oxygène
10. Diviseurs transparent PC pour 2 tiroirs
11. Fermeture à glissière douce
12. Mat anti-dérapant

Dimensions globales : 650X475X970mm

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariot-medical-urgence-reanimation/6501-chariot-d-urgence-modele-jdeqj234b.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com