

FICHE PRODUIT



Bistouri électrique, Modèle NOVA400

Référence : SOC-NOVA400

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le bistouri électrique contrôlé par microprocesseur avec grande puissance de sortie et cout réduit. C'est l'appareil idéal pour le chirurgien qui nécessite d'une grande puissance de coupe en modes monopolaire et bipolaire.

Technologie "réponse tissulaire en temps réel"

Cette fonction permet au chirurgien des performances supérieures avec une puissance moins élevées, minimisant le risque de dommage des tissus et la stimulation neuromusculaire.

Système monitoring "Patient plate return electrode"

Cette fonction permet un monitoring instantané de la qualité du contact de la plaque sur la peau du patient. Indication instantané du type de contact du renvoi d'électrode par la plaque du patient. Une interruption ou un mauvais contact est signalé avec une indication d'alarme sonore avec une substantielle réduction du risque de brulure sous le retour du patient.

Haute puissance avec efficacité de 97%

La puissance du générateur est la plus grande dans sa classe : jusqu'à 97%.

Ceci permet plusieurs avantages tels une taille compacte, un poids réduit, une grande portabilité, une économie de gestion, une réduction de la puissance engagée, etc.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

	Puissance max (Watts)	Ohms
Carrosserie	Plastique	-
Fréquence de travail	480 Khz	-
Ecran	LED 7 segments	-
Coupe pure	400 W	500
Mélange 1	250 W	500
Mélange 2	200 W	500
Endocut	99 W	500
Spray	120 W	500
Fulguration	150 W	500
Dessiccation / soft	150 W	500
Coagulation micro bipolaire	80 W	500
Coagulation macro bipolaire	80 W	500
Coupe bipolaire	99 W	500
Dimensions (L x L x H)	15H x 33L x 36L cm	
poids	3,8kg	
Alimentation	170 à 260 VAC 50 Hz	

Accessoires Standard :

- Dispose d'un commutateur à main style crayon.
- Une pince bipolaire en autoclave.
- Une plaque patient en silicone.
- Le mandrin est manipulé par électrode en autoclave.
- Un commutateur à pied bipolaire avec pédale unique.
- Un commutateur à pied monopolaire avec double pédale.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bistouris-electriques/6504-bistouri-electrique-modele-nova400.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com