

FICHE PRODUIT



Centrifugeuses hématocrite, Modèle 410E

Référence : SOC-GMY-KHT410E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Centrifugeuse hématocrite modèle 410E

La **centrifugeuse hématocrite modèle 410E** commercialisée par **SOCIMED**, permet de déterminer la valeur de l'hématocrite dans les laboratoires d'analyses médicales dans le domaine de **biochimie, génétique et immunologie microbienne, de la séparation du sang et également un test clinique général de la valeur de l'hématocrite (HCT)**, qui définit le pourcentage de globules rouges dans le corps humain reflétant le statut des globules rouges.

Il permet de déterminer le pourcentage de globule rouge dans le sang afin de diagnostiquer les anémies ou les polycythémies.

Caractéristiques principales :

- Vitesse fixe de 12 000 tr / min.
- L'heure est réglable au choix, ensuite pressez le bouton START pour commencer l'essorage.
- Chaque rotor est livré avec le couvercle. Assurez-vous de bien fermer le couvercle avant de faire tourner le rotor.
- Chaque unité fournit une échelle de lecture : Placez le tube capillaire dans la fente du lecteur, puis lisez directement les globules rouges.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Le matériau EPDM est utilisé pour le joint de rotor afin de prolonger la durée de vie.
- Le dispositif de sécurité coupe l'alimentation si le couvercle est ouvert pendant l'opération.
- Model : KHT-410E.
- Approuvé : CE , FDA , GMP, ISO 13485 , 9001.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/6509-centrifugeuses-hematocrite-modele-410e.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com