

FICHE PRODUIT

Densitomètre de poche d'électrophorèse, Modèle MINISCAN

Référence : SOC-MINISCAN

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Densitomètre de poche d'électrophorèse, Modèle MINISCAN

Densitomètre automatique d'électrophorèse chic et fiable. Permet d'effectuer les techniques les plus répandues : Des protéines sériques, des lipoprotéines et des hémoglobines.

Caractéristiques techniques :

- Source de lumière LED et gain élevé de photo-transistor
- Système de lecture d'absorbance avec auto-régulation de la source lumineuse
- La lecture média en acétate de cellulose peut être claire et peu claire.
- Lecture média en acétate de cellulose et de gel d'agarose
- Dispose de 8 échantillons de lecture
- Connexion à un PC via USB
- Alimentation externe : 24V
- Dimensions : 116 x 156 x 63 mm (LPH)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques du logiciel :

- Analyse programmée au préalable : Des protéines sériques, des lipoprotéines et des hémoglobines.
- Possibilité de faire un examen supplémentaire
- Chemin de traitement automatique de schéma électrophorétique
- Possibilité de corriger les chemins de traitement
- Gestion personnelle et impression des rapports
- Personnalisation du rapport d'en-tête
- Système d'exploitation : Microsoft Windows XP, Windows Vista et Windows 7.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrophorese/6511-densitometre-de-poche-d-electrophorese-modele-miniscan.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com