

FICHE PRODUIT

Compteurs électroniques pour cellules sanguines à 12 touches d'entrée, Modèle AC-12

Référence : SOC-3450012

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

EN RUPTURE

Compteurs électroniques pour cellules sanguines à 12 touches d'entrée, Modèle AC-12

Description:

Compteurs électroniques pour le comptage et la mémorisation de la formule leucocytaire à l'analyse au microscope. La numération traditionnelle des leucocytes exige une attention toute particulière et entrave, d'autant, les facultés de concentration requises pour la différenciation proprement dite. Les compteurs électroniques facilitent le comptage des cellules sanguines. Les résultats sont entrés facilement, sans avoir à quitter des yeux l'image du microscope. L'appareil est livré avec mode d'emploi.

Caractéristiques techniques :

- **Touches : 12**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Mémoire** : Jusqu'à 1000 max.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compteurs-manuels-de-cellules/6516-compteurs-electroniques-pour-cellules-sanguines-a-12-touches-d-entree-modele-ac-12.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com