

FICHE PRODUIT



Compteurs de cellules sanguines, 15 touches d'entrée, Modèle AC-15

Référence : SOC-3450015

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Compteurs de cellules sanguines, 15 touches d'entrée, Modèle AC-15

Description:

- Compteurs électroniques pour le comptage et la mémorisation de la formule leucocytaire à l'analyse au microscope.
- La numération traditionnelle des leucocytes exige une attention toute particulière
- et entrave, d'autant, les facultés de concentration requises pour la différenciation proprement dite.
- Les compteurs électroniques facilitent le comptage des cellules sanguines.
- Les résultats sont entrés facilement, sans avoir à quitter des yeux l'image du microscope.
- Avec 15 touches lumineuses, 4 programmes définis et un programme libre: LEUKO, MYELO, RETI, RBC, FREE.
- L'appareil est livré avec mode d'emploi.

Caractéristiques techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Touches :15

Mémoire : Jusqu'à 1000 max.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compteurs-manuels-de-cellules/6517-compteurs-electroniques-pour-cellules-sanguines-a-15-touches-d-entree-modele-ac-15.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com