

FICHE PRODUIT



Compteurs électroniques pour cellules à 15 touches d'entrée, avec connexion PC

Référence : SOC-3450015PC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Compteurs électroniques pour cellules à 15 touches d'entrée, avec connexion PC

Description: du compteurs électronique à 15 touches

- Compteurs électroniques pour le comptage et la mémorisation de la formule leucocytaire à l'analyse au microscope.
- La numération traditionnelle des leucocytes exige une attention toute particulière.
- Il entrave, d'autant, les facultés de concentration requises pour la différenciation proprement dite.
- Les compteurs électroniques facilitent le comptage des cellules sanguines.
- Les résultats sont entrés facilement, sans avoir à quitter des yeux l'image du microscope.
- Pour connexion au PC.
- L'appareil est livré avec mode d'emploi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques :**Touches :** 15**Mémoire :** Jusqu'à 1000 max.**Conformité et garantie****Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/compteurs-manuels-de-cellules/6518-compteurs-electroniques-pour-cellules-a-15-touches-d-entree-avec-connexion-pc.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com