

FICHE PRODUIT



Compteurs électroniques pour cellules à 12 touches d'entrée, avec accumulateur

Référence : SOC-34500AC12

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

EN RUPTURE

Compteurs électroniques pour cellules à 12 touches d'entrée, avec accumulateur

Descripton : compteurs électronique

- Compteurs électroniques pour le comptage et la mémorisation de la formule leucocytaire à l'analyse au microscope.
- La numération traditionnelle des leucocytes exige une attention toute particulière.
- Il entrave, d'autant, les facultés de concentration requises pour la différenciation proprement dite.
- Les compteurs électroniques facilitent le comptage des cellules sanguines.
- Les résultats sont entrés facilement, sans avoir à quitter des yeux l'image du microscope.
- L'appareil est livré avec mode d'emploi.
- Un accumulateur est incorporé qui offre des possibilités plus étendues d'utilisation pour toutes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

les mesures quantitatives.

- Est un exemple pour le comptage de la circulation, pour les vérifications de fréquences etc.

Caractéristiques techniques :

Touches : 12

Mémoire : Jusqu'à 1000 max.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compteurs-manuels-de-cellules/6519-compteurs-electroniques-pour-cellules-a-12-touches-d-entree-avec-accumulateur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com