

FICHE PRODUIT



Polygraphe cardiorespiratoire Sleep&Go

Référence : SOC-SLEEP816

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Principales caractéristiques :

- Polygraphe respiratoire de Type III.
- Robuste, léger et confortable.
- Utilisation simple et intuitive.
- Écran graphique couleur.
- Carte mémoire MicroSD / MicroSD HC.
- Synchronisé option de vidéo numérique
- Connexion Bluetooth.
- Programmable depuis le PC ou l'appareil.
- Onde de flux linéalisée par la racine carrée, qui permet une correcte identification des apnées, hypopnées et limitation de débit.
- Contrôle de qualité des signaux à l'écran
- Visualisation des signaux en temps réel dans l'appareil.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Information de l'état de l'appareil sur l'écran (mémoire disponible, état des piles, avis d'erreurs, connexion des capteurs...).
- Guide d'utilisation rapide pour patient. Specifications techniques :
- Polygraphe cardiorespiratoire de type III
- N° Voies: 8-16 (15 simultanément)
- Dimensions: 86x86x24 mm
- Poids: 140 gr (sans piles)
- Batterie interne: 2 piles AA alcalines/rechargeables NiMH. Autonomie >24h en mode Holter
- Autonomie: 3 examens de 8 heures avec toutes les voies.
- Mémoire: Micro SD. Maximum 2Gb (>220 examens de 8 heures)
- Micro SD HC. Maximum 16 Gb (>1760 examens de 8 heures) Seuils d'entrée:
- Thermocouple, effort thoracique, effort abdominal, auxiliaire polygraphe, voie EXG (x3): ± 5 mVpp
- Flux respiratoire par capteur pression: ± 4 cmH₂O (3.9 hPa)
- Pression PPC: 0-20 cmH₂O (0.49 hPa)
- Ronflement par capteur de pression: ± 0.5 cmH₂O (0.49 hPa)
- Pouls: 18-321 BPM (1/min)
- Saturation en oxygène: 0-100%
- Onde plethysmographique: 0-255
- Actimètre: aprox. ± 300 m/s²
- Position corporelle: sur le dos, sur le ventre, gauche, droite, assis Linéalité:
- Flux respiratoire (capteur de pression), ronflement (capteur de pression): ± 3 %
- Thermocouple, effort thoracique, effort abdominal, auxiliaire polygraphique, canal ExG (x3), actimètre: ± 3 %.

Evènements disponibles : Apnée (obstructive, centrale et mixte), hypopnée (obstructive, centrale et mixte), désaturation, ronflement, limitation de débit, évènement respiratoire indéterminé, mouvement périodique des extrémités (PLM), micro-éveil, RERA, bruxisme, respiration périodique, respiration Cheyne-Stokes, tachycardie, bradycardie.

Module ExG : Module ExG pour l'acquisition EEG, EOG, EMG, ECG (3 voies maximum)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Canal TTP : Temps de Transit de Pouls depuis l'aorte (capté grâce à la voie ECG) jusqu'aux artères périphériques (via l'onde de pouls de l'oxymètre).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/electrocardiographes-ecg/6524-polygraphe-cardiorespiratoire-sleep-go.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com