

FICHE PRODUIT



Pièce à main W&H Alegria HE43 sans spray

Référence : SOC-345HE43

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pièce à main W&H, sans spray:

- Fiabilité garantie avec la nouvelle gamme Alegria.
- Solide, durable et sans besoin d'équipement supplémentaire.
- Thermo désinfectable et stérilisable.
- La tête hygiénique assure un maximum de sécurité aux patients et protège les pièces internes de l'instrument des impuretés.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/6526-piece-a-main-w-h-alegra-he43-sans-spray.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com