

FICHE PRODUIT

VERTICAL PRESSURE STEAM STERILIZER



Autoclave vertical automatique MODELE : LS-B150L

Référence : SOC-LBS-150L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Autoclave vertical automatique MODELE : LS-B150L

Caractéristiques :

1. L'autoclave vertical automatique modèle LS-B150L est un autoclave d'une capacité de 150L disposant d'une lumière d'indication affichant son état de fonctionnement.
2. Cet autoclave dispose d'un appareil automatique pour la protection contre les sur-températures et les surpressions.
3. Il est équipé d'une jauge de pression avec indication à double échelle.
4. Cet appareil offre une protection contre le manque d'eau.
5. L'autoclave vertical 150L est équipé d'une structure d'échappement très pratique pour l'évacuation de l'air froid.
6. Il se met automatiquement hors tension avec une alerte sonore après la stérilisation.
7. Il dispose d'une structure entièrement en acier inoxydable.
8. Cet autoclave vertical 150L est facile d'utilisation, sûr et très fiable.
9. Il dispose de deux récipients de stérilisation en acier inoxydable.

Données techniques de l'Autoclave vertical 120L, 150L

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Données techniques du modèle		LS-B150L
Volume de la chambre		150L (φ510×740)mm
Pression de fonctionnement Max	0.22MPa	
Température de fonctionnement	134 °C	
Pression de fonctionnement Max	0.23 MPa	
Chaleur moyenne	≤±1 °C	
Minuterie	0 ~ 60min	
Ajustement de température	105 ~ 134 °C	
Puissance		6KW /AC220V.50Hz
Dimensions hors tout		670×690×1130(mm)
Dimensions de transport		760×760×1270(mm)
Poids brut / Poids net		135Kg /110Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-verticale/6527-autoclave-vertical-automatique-modele-ls-b150l.html>


SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com