

FICHE PRODUIT

Films dentaires auto-développant 32x45mm, boîte de 50 films

Référence : SOC-F604414

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

La boîte contient 50 films emballés individuellement.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/radiographie-dentaire/6532-films-dentaires-auto-developpant-32x45mm-boite-de-25-films.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com