

## FICHE PRODUIT



# Œsophagoscope enfant

Référence : SOC-FCOA89

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Caractéristiques:

- Avec arrivée de O<sup>2</sup> et bouchon occultant
- Adaptable sur manche
- Dimension : Longueur 30cm, diam. Interne 9mm.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/ecarteur-de-senn-muller/6535-oesophagoscope-enfant.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com