

FICHE PRODUIT



Colonne d'endoscopie pour coelioscopie ou laparoscopie modèle SOC-SHREK

Référence : SOC-SHREK75

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- Description

Colonne d'endoscopie pour coelioscopie ou laparoscopie modèle SHREK

composition de la Colonne d'endoscopie pour coelioscopie ou laparoscopie

1. Un moniteur couleur qualité médicale avec Ecran HD de 24" ;

rapport dimensionnel : 16:9
Signal d'entrée : DVI, VGA, CVBS
Alimentation : AC100 ~ 240 V 50/60 Hz.
Puissance: 40VA
Résolution horizontale: 1920*1080
Traitement anti-brouillage

2. Caméra HD Complète d'endoscope médical 1080P :

Pixels effectifs : 1920*1080 ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Balayage progressif ;
Caméra Full HD 1080P ;
Traitement anti-brouillage ;
Résolution horizontale: 1080P (1200 lignes)
Sortie vidéo : HDMI*4, SDI*1, BNC*1, VGA*1
Balance des blancs manuelle/automatique ;
SNR (rapport signal/bruit) : ≥ 50 dB
Zoom numérique : 0-60X ;
Luminosité : réglage ODS

3. une Source de lumière froide à LED

Lumière LED
Puissance : 120 watts
Température de couleur : ≥ 6500 k
Température de l'image lumineuse : ≤ 80 °C
Affichage numérique avec ventilateur de refroidissement
La durée de vie est supérieure à 20 000 heures
Avec fonction minuterie

4. un Insuflateur électronique co₂,

Puissance nominale : 40 VA ;
Plage de débit : 10-30 L ;
Plage de pression : 5-30 mmHg ;
Bruit : ≤ 50 dB ;
Alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz ;
Application : chirurgie laparoscopique

5. Générateur chirurgical ou bistouri électrique de haute fréquence

- Trois ports de sortie : un pour la coupe monopolaire, un pour la fulguration monopolaire et un pour la coagulation bipolaire.
- Six modes de travail : coupe régulière. coupe mélangée I, coupe mélangée II, coagulation ponctuelle, coagulation par poussées et coagulation bipolaire.
- Alimentation indépendante pour la coupure électrique, la coagulation électrique et la coagulation bipolaire
- Convient à la chirurgie endoscopique.
- Puissance de sortie maximale : inférieure à 400 W ;
- Six modes de sortie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

6. un Chariot à appareils à 05 étagères fixes de dimensions 670mmx610mmx1130mm (LxpxH) pouvant supporter 40kg,

Matériau : métal ;

Chariot approprié, robuste et résistant à la corrosion, doté d'étagères à cinq étages avec une distance appropriée entre les étagères.

Le chariot est équipé de roulettes et de deux des
les roulettes sont verrouillables.

7. Un Système d'aspiration et d'irrigation combinée

Lavage et aspiration de l'effluent ou du fragment lors de la chirurgie des entérocoélies ;

Puissance nominale : 50 VA ;

Gamme de pos-presse : 10~50kPa ;

Gamme de presse négative : -50~ -10kPa ;

Alimentation : 100-240 V, 50/60 Hz ;

Application : chirurgie laparoscopique

Autres accessoires livrés avec:

- 1 câble guide de lumière : 2,5 mètres, diamètre standard
- 1 coupleur optique : 28 mm étanche
- 1 Caméra HD : Tête 5 boutons, Gel, Balance des blancs

Accessoires optionnels

- Laparoscope ou colonoscope rigide
- Autres instruments d'endoscopie

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/video-endoscope-complet/6537-colonne-d-endoscopie-pour-coelioscopie-ou-laparoscopie-modele-soc-shrek.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com