

FICHE PRODUIT

Tabouret médical avec hauteur réglable

Référence : SOC-TMR4315

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le **tabouret médical avec hauteur réglable** rend le travail beaucoup plus facile.

Le tabouret médical avec hauteur réglable est doté d'une base en acier chromé à 5 branches avec des roulettes durables.

Le simple réglage de la hauteur en air comprimé se contrôle facilement avec un levier à main.

Zone de travail : Salon, salle de massage, clinique, bureau, salon de coiffure et bien d'autres endroits.

Caractéristique du tabouret médical avec hauteur réglable

- Multi couche de rembourrage à haute densité de 6 cm.
- Roulettes pour un déplacement facile.
- Course hydraulique : 160mm.
- Disponible dans toutes les couleurs de PU.
- Le tabouret est livré dans un emballage plat pour permettre un montage sur place.

Dimensions :

- Base en acier chromé, diamètre 46cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Hauteur réglable du tabouret médical : 49,5cm – 64,5cm.
- Diamètre du siège arrondi : 35cm
- Poids de travail : 4 kg
- Taille d'emballage : 43cm x 43cm x 15cm

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabouret/6539-tabouret-medical-reglable.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com