

**FICHE PRODUIT**

## Tabouret médical réglable avec siège en forme de selle

Référence : SOC-TMR4316

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

Le **tabouret médical réglable avec siège en forme de selle** est conçu de façon ergonomique pour tout type d'environnement particulièrement pour les massages, les dentistes, les salons de coiffure, les ingénieurs automobiles et dans les environnements bureautiques où la mobilité et le confort est nécessaire.

#### Caractéristiques tabouret médical réglable avec siège en forme de selle

- Coussin de selle confortable.
- Équipé de roulette pour un déplacement facile.
- Course hydraulique : 160mm.
- Disponible dans toutes les couleurs de PU.
- Le tabouret est livré dans un emballage plat pour permettre un montage sur place.

#### Dimensions :

- Base en acier chromé, diamètre 46cm.
- Hauteur de la selle médicale réglable : 47cm - 62cm.
- Diamètre du siège de selle : 42cm
- Poids de travail : 4 kg
- Taille d'emballage : 43cm x 43cm x 15cm

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/tabouret/6540-tabouret-medical-reglable-en-siege-de-selle.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com