

FICHE PRODUIT

Tabouret médical réglable avec siège en forme de selle

Référence : SOC-TMR4522

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du tabouret médical réglable avec siège en forme de selle

- Coussin de selle confortable.
- Équipé de roulette pour un déplacement facile.
- Course hydraulique : 160mm.
- Disponible dans toutes les couleurs de PU.
- Le tabouret est livré dans un emballage plat pour permettre un montage sur place.

Dimensions :

- Base luxueux en acier chromé, diamètre 46cm.
- Hauteur de la selle médicale réglable : 45,5cm – 60,5cm.
- Diamètre du siège de selle : 42cm
- Poids de travail : 4 kg
- Taille d'emballage : 45cm x 42cm x 22cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabouret/6543-tabouret-medical-reglable-avec-siege-de-selle.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com