

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical ou stérilisateur, 143 litres, Modèle SA-450K

Référence : SOC-SA-450K

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques générales:

- Générateur de vapeur autonome
- Plusieurs modes d'utilisation
- Indicateur de faible niveau d'eau (en option)
- Paroi de la cuve, support de la porte et générateur de vapeur en acier inoxydable
- Conception de la cuve en double paroi
- Programme de préchauffage

Caractéristiques spécifiques:

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle manuel du cycle.
- Taille de la cuve : 450 mm (Diamètre) x 900 mm (Profondeur), Approximativement 143 litres.

*Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

- Avec dispositif de verrouillage automatique pressurisé de la porte.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Accessoires en option :

- Chariot avec plateau de chargement (Rail inclus)
- Panier x 2 (Rail inclus)
- Séries de plaque (plaque x 2 + cadre de la plaque x1)

Modèle	SA
Pression de stérilisation (bar)	1.4
Système de contrôle	Contrôle mécanique de la pression
Temps de stérilisation	0 - 60 minutes
Temps de séchage	0 - 60 minutes

Modèle N°	SA-450K
Capacité de la cuve (L)	143
Taille de la cuve (mm) Dia. x Depth. (cyl)	450 x 900
Dimensions totales W x H x D (mm)	800 x 1800 x 1250
Tension	230 V / 380 V (Mono/Triphase)
Puissance (W)	7 KW
Approvisionnement en eau	Remplissage d'eau manuel
Type de cuve	Cylindrique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-horizontale/6546-autoclave-sap-modele-450k-cuve-cylindrique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com