

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical 196 L cuve cylindrique, Modèle SAT-500

Référence : SOC-SAT-500196L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical 196 L cuve cylindrique, Modèle SAT-500 :

- Aspiration à vapeur sèche et pré-aspiration.
- Générateur de vapeur indépendant.
- Enregistreur de température incorporé.
- Voyant d'indication de progression du cycle.
- Double système de verrouillage.
- Programme spéciale pour liquide.
- Fonction de mise en veille.

Spécificités du produit :

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle automatique de la température.
- Dimension de la cuve cylindrique : 500 mm (Diamètre) x 1000 mm (Profondeur),
Approximativement 196 litres.
- Dimension globale : 800 x 1800 x 1350
- Tension : 230V / 380V (Tri phase)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Puissance : 9 KW
- Température ajustable : 105°C - 136°C
- Remplissage d'eau : Par canalisation
- Indicateur de niveau d'eau basse
- Avec dispositif de verrouillage automatique pressurisé de la porte.
- 1 point d'enregistrement de la température.

Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

Accessoires en option :

- Chariot avec plaque de chargement (rail inclus).
- Panier x 2
- Série de plaque (2 plaques + 1 cadre de plaque)

Température de stérilisation	105 - 136
Système de contrôle	Control numérique de la température
Temps de stérilisation	0 - 60 minutes
Temps de séchage	0 - 60 minutes
Capacité de la chambre	196 Litres

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/6552-autoclave-vertical-a-cuve-cylindrique-modele-sat-400.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com