

FICHE PRODUIT

Autoclave stérilisateur 680 Litres, Modèle SAP- S0680 (cuve carré)

Référence : SOC-SAP-S0680L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave stérilisateur 680 Litres, Modèle SAP-S0680 (cuve carré):

- Générateur de vapeur indépendant.
- Voyant d'indication de progression du cycle.
- Bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible.
- Programme spécial pour liquides.
- Bouton d'urgence.

Spécificités du produit :

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle automatique de la pression.
- Dimension de la cuve carrée : 610 mm (largeur) x 915 mm (longueur) x 1220 mm (profondeur),
Approximativement 680 L.
- Dimension globale : 1740mm (L) x 2060mm (L) x 1960mm (D)
- Tension : 230V / 380V (Mono / Tri phase)
- Puissance : 15 KW x 2
- Pression ajustable : 0.9°C – 2.1°C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Remplissage d'eau : automatique par canalisation.
- Indicateur de niveau d'eau basse.

Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

Accessoires en option :

- Chariot avec plaque de chargement (rail inclus).
- Panier x 2 (rail inclus)
- Série de plaque (2 plaques + 1 cadre de plaque)

Température de stérilisation (°C)	118 - 134
Système de contrôle	Control mécanique de la pression
Temps de stérilisation	0 - 60 minutes
Temps de séchage	0 - 60 minutes
Capacité de la chambre	680 Litres

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/6554-autoclave-sat-143l-avec-pompe-a-eau-modele-sat-450w.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com