

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical à cuve carrée 454 Litres, Modèle SAP-S0454

Référence : SOC-SAP-S0454L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical à cuve carrée 454 Litres, Modèle SAP-S0454 :

- Générateur de vapeur indépendant.
- Voyant d'indication de progression du cycle.
- Bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible.
- Programme spécial pour liquides.
- Bouton d'urgence.

Spécificités du produit :

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle automatique de la pression.
- Dimension de la cuve carrée : 610 mm (largeur) x 610 mm (longueur) x 1220 mm (profondeur), Approximativement 454 L.
- Dimension globale : 1050mm (L) x 1800mm (L) x 1650mm (D)
- Tension : 230V / 380V (Mono / Tri phase)
- Puissance : 15 KW x 2
- Pression ajustable : 0.9°C – 2.1°C

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Remplissage d'eau automatique par canalisation.
- Indicateur de niveau d'eau basse.

Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

Accessoires en option :

- Chariot avec plaque de chargement (rail inclus).
- Panier x 2 (rail inclus)
- Série de plaque (2 plaques + 1 cadre de plaque)

Température de stérilisation (°C)	118 - 134
Système de contrôle	Control mécanique de la pression
Temps de stérilisation	0 - 60 minutes
Temps de séchage	0 - 60 minutes
Capacité de la chambre	454 Litres

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/6555-autoclave-sat-avec-6-points-enregistrement-de-temperature-modele-sat-450y.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com