

FICHE PRODUIT



Autoclave stérilisateur 454 Litres, Modèle SAT- S0454 (cuve carré)

Référence : SOC-SAT-S0454L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave stérilisateur 454 Litres, Modèle SAT-S0454 (cuve carré):

- Elimination fractionnée de l'air pré-aspiré.
- Générateur de vapeur indépendant.
- Enregistreur de température incorporé.
- Indicateur lumineux de progression du cycle.
- Double système de verrouillage.
- Programme spéciale pour liquide.
- Fonction de mise en veille.

Spécificités du produit :

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle automatique de la température.
- Dimension de la cuve carrée : 610 mm (largeur) x 610 mm (longueur) x 1220 mm (profondeur),
Approximativement 454 L.
- Dimension globale : 1050mm (L) x 1800mm (L) x 1650mm (D)
- Tension : 230V / 380V (Tri phase)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Puissance : 15 KW x 2
- Température ajustable : 105°C - 136°C
- Pompe de remplissage d'eau.
- Indicateur de niveau d'eau basse.
- Dispositif de verrouillage automatique pressurisé de la porte.
- 1 point d'enregistrement de température.

Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

Accessoires en option :

- Chariot avec plaque de chargement (rail inclus).
- Panier x 2 (rail inclus)
- Série de plaque (2 plaques + 1 cadre de plaque)

Température de stérilisation (°C)	105 - 136
Système de contrôle	Control numérique de la température
Temps de stérilisation	0 - 60 minutes
Temps de séchage	0 - 60 minutes
Capacité de la chambre	454 Litres

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/6556-autoclave-sat-450-avec-dispositif-double-porte-modele-sat-450d.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com