

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical ou stérilisateur, 196 litres, Modèle SA-500AK

Référence : SOC-SAA-500AK

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques générales de l'Autoclave vertical ou stérilisateur, 196 litres, Modèle SA-500AK:

- Générateur de vapeur autonome.
- Plusieurs modes d'utilisation.
- Indicateur de faible niveau d'eau (en option).
- Paroi de la cuve, support de la porte et générateur de vapeur en acier inoxydable.
- Conception de la cuve en double paroi.
- Programme de préchauffage.

Caractéristiques spécifiques de l'Autoclave vertical ou stérilisateur, 196 litres, Modèle SA-500AK:

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle automatique du cycle (*Contrôleur de niveau d'eau inclus).
- Taille de la cuve : 500 mm (Diamètre) x 1000 mm (Profondeur), Approximativement 196 litres.
- Accessoires standards : Plateau x 1.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tube indicateur de niveau d'eau x 2.
- Avec dispositif de verrouillage automatique pressurisé de la porte.

Accessoires en option :

- Chariot avec plateau de chargement (Rail inclus).
- Panier x 2 (Rail inclus).
- Séries de plaque (plaque x 2 + cadre de la plaque x1).

Modèle	SA	SA-A
Pression de stérilisation (bar)	1.4	0.9 - 2.1
Système de contrôle	Contrôle mécanique de la pression	
Temps de stérilisation	0 - 60 minutes	
Temps de séchage	0 - 60 minutes	

Modèle N°	SA-500AK
Capacité de la cuve (L)	196
Taille de la cuve (mm) Dia. x Depth. (cyl)	500 x 1000
Dimensions totales W x H x D (mm)	800 x 1800 x 1350
Tension	230 V / 380 V (Mono/Triphase)
Puissance (W)	9 KW
Approvisionnement en eau	Remplissage d'eau manuel avec la canalisation en option
Type de cuve	Cylindrique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-horizontale/6557-autoclave-vertical-ou-sterilisateur-196-litres-modele-sa-500ak.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com