

FICHE PRODUIT



Autoclave vertical ou stérilisateur, 350 litres, Modèle SA-600K

Référence : SOC-SA-600K

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques générales de l'Autoclave vertical ou stérilisateur, 350 litres, Modèle SA-600K:

- Générateur de vapeur autonome.
- Plusieurs modes d'utilisation.
- Indicateur de faible niveau d'eau (en option).
- Paroi de la cuve, support de la porte et générateur de vapeur en acier inoxydable.
- Conception de la cuve en double paroi.
- Programme de préchauffage.

Caractéristiques spécifiques de l'Autoclave vertical ou stérilisateur, 350 litres, Modèle SA-600K:

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle manuel du cycle.
- Taille de la cuve : 610 mm (Diamètre) x 1200 mm (Profondeur), Approximativement 350 litres.
- Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Avec dispositif de verrouillage automatique pressurisé de la porte.

Accessoires en option :

- Chariot avec plateau de chargement (Rail inclus).
- Panier x 3 (Rail inclus).
- Séries de plaque (plaque x 2 + cadre de la plaque x1).

Modèle	SA
Pression de stérilisation (bar)	1.4
Système de contrôle	Contrôle mécanique de la pression
Temps de stérilisation	0 - 60 minutes
Temps de séchage	0 - 60 minutes

Modèle N°	SA-600K
Capacité de la cuve (L)	350
Taille de la cuve (mm) Dia. x Depth. (cyl)	610 x 1200
Dimensions totales W x H x D (mm)	900 x 1900 x 1550
Tension	230 V / 380 V (Mono/Triphase)
Puissance (W)	12 KW
Approvisionnement en eau	Remplissage d'eau manuel
Type de cuve	Cylindrique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-horizontale/6559-autoclave-vertical-ou-sterilisateur-350-litres-modele-sa-600k.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com