

**FICHE PRODUIT**



## Autoclave vertical ou stérilisateur, 350 litres, Modèle SA-600A

Référence : SOC-SAA-600A

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### Caractéristiques générales de l'Autoclave vertical ou stérilisateur, 350 litres, Modèle SA-600A:

- Générateur de vapeur autonome.
- Plusieurs modes d'utilisation.
- Indicateur de faible niveau d'eau (en option).
- Paroi de la cuve, support de la porte et générateur de vapeur en acier inoxydable.
- Conception de la cuve en double paroi.
- Programme de préchauffage.

### Caractéristiques spécifiques:

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle automatique du cycle (\*Contrôleur de niveau d'eau inclus).
- Taille de la cuve : 610 mm (Diamètre) x 1200 mm (Profondeur), Approximativement 350 litres..
- Accessoires standards : Plateau x 1.
- Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

**Accessoires en option :**

- Chariot avec plateau de chargement (Rail inclus)
- Panier x 3 (Rail inclus)
- Séries de plaque (plaque x 2 + cadre de la plaque x1)

| Modèle                                 | SA                                | SA-A      |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Pression de stérilisation (bar)</b> | 1.4                               | 0.9 - 2.1 |
| <b>Système de contrôle</b>             | Contrôle mécanique de la pression |           |
| <b>Temps de stérilisation</b>          | 0 - 60 minutes                    |           |
| <b>Temps de séchage</b>                | 0 - 60 minutes                    |           |

| Modèle N°                                         | SA-600A                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Capacité de la cuve (L)</b>                    | 350                                                   |
| <b>Taille de la cuve (mm) Dia. x Depth. (cyl)</b> | 610 x 1200                                            |
| <b>Dimensions totales W x H x D (mm)</b>          | 900 x 1900 x 1550                                     |
| <b>Tension</b>                                    | 230 V / 380 V (Mono/Triphase)                         |
| <b>Puissance (W)</b>                              | 12 KW                                                 |
| <b>Approvisionnement en eau</b>                   | Remplissage d'eau manuel avec canalisations en option |
| <b>Type de cuve</b>                               | Cylindrique                                           |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
 fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-horizontale/6560-autoclave-vertical-ou-sterilisateur-350-litres-modele-sa-600a.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com