

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical série HP 350L cuve cylindrique, Modèle SAT-600HP

Référence : SOC-SAT-600HP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical série HP 350L cuve cylindrique, Modèle SAT-600HP:

- Ecran tactile.
- Elimination fractionnée de l'air pré-aspiré.
- Nom d'utilisateur / Mot de passe de sécurité.
- Fonction de réchauffement de l'enveloppe.
- Bowie Dick, fuite, Tests de diagnostic de Helix.
- Protection contre la surchauffe.
- Fermeture automatique pressurisée de la porte.
- Bouton d'urgence.
- Générateur de vapeur indépendant.
- Programme de personnalisation.

Spécificités du produit :

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle automatique de la température.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Fonction d'aspiration.
- Dimension de la cuve cylindrique : 610 mm (Diamètre) x 1200 mm (Profondeur),
Approximativement 350 litres.
- Dimension globale : 900 x 1800 x 1550
- Tension : 230V / 380V (Tri phase)
- Puissance : 12 KW
- Remplissage d'eau par canalisation
- Fonction d'imprimante et d'enregistrement des données de stérilisation (port USB).

Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

Accessoires en option :

- Chariot avec plaque de chargement (rail inclus).
- Panier x 3 (rail inclus)
- Série de plaque (2 plaques + 1 cadre de plaque)

Température de stérilisation (°C)	121 et 134 ou graduée 105 - 134
Système de contrôle	Control numérique de la température
Temps de stérilisation	0 - 60 minutes
Temps de séchage	0 - 60 minutes
Capacité de la chambre	350 Litres

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/6562-autoclave-vertical-cuve-cylindrique-modele-sat-500w.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com