

FICHE PRODUIT



Autoclave vertical 100L cuve cylindrique, Modèle SAT-400HP

Référence : SOC-SAT-400HP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Autoclave vertical 100L cuve cylindrique, Modèle SAT-400HP :

- Ecran tactile
- Elimination fractionnée de l'air pré-aspiré
- Nom d'utilisateur / Mot de passe de sécurité
- Fonction réchauffement de l'enveloppe
- Bowie Dick, fuite, Tests de diagnostic de Helix
- Protection contre la surchauffe
- Fermeture automatique pressurisée de la porte
- Bouton d'urgence
- Générateur de vapeur indépendant
- Programme de personnalisation

Spécificités du produit :

- Autoclave – stérilisateur de type horizontal.
- Contrôle automatique de la température.
- Fonction d'aspiration.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimension de la cuve cylindrique : 400 mm (Diamètre) x 800 mm (Profondeur),
Approximativement 100 litres.
- Dimension globale : 800 x 1800 x 1150.
- Tension : 230V / 380V (Tri phase).
- Puissance : 7 KW.
- Remplissage d'eau par canalisation.
- Enregistreur de donnée (USB) et fonction d'imprimante .

Accessoires standards : Plateau x 1, Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

Accessoires en option :

- Chariot avec plaque de chargement (rail inclus).
- Panier x 2 (rail inclus).
- Série de plaque (2 plaques + 1 cadre de plaque).

Température de stérilisation (°C)	121 et 134 ou graduée 105 - 134
Système de contrôle	Control numérique de la température
Temps de stérilisation	0 - 60 minutes
Temps de séchage	0 - 60 minutes
Capacité de la chambre	100 Litres

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/6566-autoclave-vertical-350l-cuve-cylindrique-modele-sat-600w.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com