

FICHE PRODUIT

Autoclave vertical ou stérilisateur, 350 litres, Modèle SAP-600V

Référence : SOC-SAP-600V

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques générales de l'Autoclave vertical ou stérilisateur, 350 litres, Modèle SAP-600V:

- Générateur de vapeur indépendant.
- Voyant d'indication de progression du cycle.
- Bouton d'arrêt d'urgence facilement accessible.
- Programme spécial pour liquides.
- Bouton d'urgence.

Caractéristiques spécifiques de l'Autoclave vertical ou stérilisateur, 350 litres, Modèle SAP-600V:

- Autoclave – stérilisateur automatique de type horizontal.
- Taille de la cuve : 610 mm (Diamètre) x 1200 mm (Profondeur), Approximativement 350 litres.
- Remplissage automatique de l'eau/ Indicateur de faible niveau d'eau/ Pression réglable (0.9 – 2.1 cm2).
- Accessoires standards : Plateau x 1.
- Tube indicateur de niveau d'eau x 2.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Avec pompe d'aspiration sèche.

Accessoires en option :

- Chariot avec plateau de chargement (Rail inclus)
- Panier x 2 (Rail inclus)
- Séries de plaque (plaque x 2 + cadre de la plaque x1)

Température de stérilisation (°C)	118 - 134
Système de contrôle	Contrôle mécanique de la pression
Temps de stérilisation	0 - 60 minutes
Temps de séchage	0 - 60 minutes

Modèle N°	SAP-600V
Capacité de la cuve (L)	350
Taille de la cuve (mm) Dia. x Depth. (Cyl)	610 x 1200
Dimensions totales W x H x D (mm)	900 x 1800 x 1550
Tension	230 V / 380 V (Mono/Triphase)
Puissance (W)	12 KW
Approvisionnement en eau	Canalisations
Type de cuve	Cylindrique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autoclave-vertical/6572-autoclave-vertical-ou-sterilisateur-350-litres-modele-sap-600v.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com