

FICHE PRODUIT

PARAVENT MOBILE TRANSPARENT ACRYLIQUE, Dim. L100mm x H200mm

Référence : SOC-PMTA100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques techniques :

- Equivalence plomb 0,5mm
- Epaisseur 14mm
- 4 Roulettes Diamètre 80mm dont deux à freins

Ce paravent peut être fabriqué sur demande, dans différentes hauteurs et largeurs afin de répondre à vos besoins.

Dimensions : L100mm x H200mm

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/paravents-et-rouleaux-en-plomb/6576-paravent-mobile-transparent-acrylique-dim-l100mm-x-h200mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com