

**FICHE PRODUIT**



## Lit d'hospitalisation électrique triple fonction, Modèle SOC-DA32 (haute qualité)

Référence : SOC-DA32

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### Lit d'hospitalisation électrique triple fonctions, Modèle SOC-DA32 (haute qualité)

1. Le cadre du lit d'hospitalisation électriques est fait d'acier revêtu de résine d'époxy, qui est stable et fiable
2. Tête de lit en plastique avec technologie ABS de haute qualité et rails latéraux
3. Panneaux de contrôle intégrés sur les deux cotés des rails latéraux, facile d'utilisation aussi bien pour le patient que pour l'infirmière
4. Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec système de verrouillage centralisé
5. Trois fonctions, qui peuvent être actionnés par moteur électrique, dont les détails sont les suivants :
  - **Dossier** :  $0-70\pm 5^\circ$
  - **Repose genou** :  $0-25\pm 5^\circ$
  - **Haut - bas** : 530~780 mm

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

6. Emplacement pour tige IV à chaque coin
7. Tension: 220V ~ 230V, 50Hz ~ 60Hz
8. Dimensions : 2180 mm (L) x 970 mm (l) x 530/780 mm (H)

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-electrique-multifonctions/6577-lit-de-soins-electrique-triple-fonction-modele-da-3-2-haute-qualite.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)