

FICHE PRODUIT



Lit d'hospitalisation électrique cinq fonctions pour les soins Intensifs

Référence : SOC-DA81

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Lit d'hospitalisation électrique cinq fonctions pour les soins Intensifs

1. Le cadre du lit d'hospitalisation électrique est fait d'acier revêtu de résine d'époxy, treillis métallique
2. Panneau de tête et de pied de lit en plastique avec technologie ABS de haute qualité et rails latéraux pliables en alliage d'aluminium
3. Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec freins individuels, chacun possédant des freins
4. Cinq fonctions, qui peuvent être actionnés par moteur électrique, dont les détails sont les suivants :

Dossier : $0-40 \pm 5^\circ$

Repose genou : $0-35 \pm 5^\circ$ (3) Haut – bas : 440~710 mm

Trendelenburg: $12 \pm 2^\circ$

Reverse trendelenburg: $12 \pm 2^\circ$

5. Emplacement pour tige IV à chaque coin

6. Tension: 220V ~ 230V, 50Hz ~ 60Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

7. Dimensions : 2140 mm (L) x 980 mm (l) x 440/710 mm (H)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-electrique-multifonctions/6578-lit-de-soins-electrique-cinq-fonctions-modele-da-81-haute-qualite.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com