

FICHE PRODUIT

Stérilisateur automatique ventilé, 120 Litres

Référence : SOC-GEU-181390

Points forts

- délais : 3 semaines
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques:

- minuterie 120 min,
- thermostat réglable de 0 à 220°C,
- thermostat de sécurité étalonné à 240°C,
- voyants de contrôle, fusibles bipolaires,
- cordon détachable,
- isolation par laine de roche,
- porte isolée avec joint silicone fermant à clé,
- crémone haut et bas,
- ventilé pour une répartition uniforme de la chaleur
- dimensions externes: 835 x 555 x 550 mm
- dimensions internes: 670 x 425 x 430 mm
- puissance: 1 800 W-220 V.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sterilisation-et-hygiene-medicale/658-sterilisateur-automatique-ventile-120l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	3 semaines
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com