


FICHE PRODUIT

Lit d'accouchement (obstétrical) électrique, Modèle B48-C1

Référence : SOC-B481

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques principales :

- Cadre de lit en acier avec revêtement en résine d'époxy, les bords et la tête de lit sont composés de plastique industrielle ABS ;
- Table d'opération télescopique, commandé par palier linéaire.
- Longueur télescopique : 550mm ;
- **A trois fonctions qui sont exploitées par moteur électrique :**
 - Relève buste : $0-70 \pm 5^\circ$
 - Haut-bas : 620-920mm
 - Trendelenburg et Trendelenburg inverser : $12 \pm 2^\circ$;
- Composé d'un matelas à haute densité de 8cm d'épaisseur, recouvert de cuir artificiel
- Support de jambes réglables avec support de poignée coulissant
- Quatre roulettes avec freins centrales
- Dia. 125mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimension : 2000 / 1450mm (L) x 940 / 660mm (L) x 620 / 920mm (H).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-et-lits-d-accouchement/6580-lit-d-accouchement-obstetrical-electrique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com