

FICHE PRODUIT



Lit d'hospitalisation enfant avec semi revêtement en résine d'époxy

Référence : SOC-B352

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Lit d'hospitalisation enfant avec semi revêtement en résine d'époxy

Caractéristiques principales :

- Plate forme de lit revêtue de résine d'époxy avec rail de protection en acier inoxydable.
- Relève buste : 0 ~ 45 °, actionné par manivelle.
- Rail de protection en acier inoxydable avec hauteur réglable.
- Meuble en kit ce qui facilite la manutention et le transport.
- Dimensions : 1650mm(L) x 825mm(L) x 630/1285mm(H).

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-mecanique-avec-tendelembour-et-anti-trendelembourg/6581-lit-d-hospitalisation-enfant-avec-semi-revetement-en-resine-d-epoxy.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com