

**FICHE PRODUIT**

Visuel non disponible

## Lit d'hospitalisation, 4 moteurs, Modèle AD-194/A1

Référence : SOC-AD194-A1

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

**Description:**

Le lit d'hospitalisation, Modèle AD-194/A1 possède quatre moteurs qui permettent de contrôler la tête et le pied du lit, d'ajuster la hauteur et de contrôler la fonction trendelenburg. La tête de lit, le pied de lit, l'ajustement de la hauteur et la fonction trendelenburg peuvent être contrôlés grâce à une télécommande du panneau de control. L'ajustement de la hauteur et les mouvements de fonctions trendelenburg sont effectués grâce à un moteur électrique. La fonction électrique fonctionne en positions semi-relevé et cardiaque. La position vasculaire est contrôlée par un mécanisme graduel. La plateforme du lit possède quatre pièces de tôle perforée. Le lit est revêtu de chrome-nickel, les cadres de la tête de lit et du pied de lit sont laminés. Ce lit d'hospitalisation possède également deux rails latéraux pliables revêtu de chrome-nickel. Il possède des roues transversales plastiques de freinage de 125 mm de diamètre. Ce lit d'hospitalisation possède quatre emplacements pour tige IV à chaque coin. Vous retrouverez quatre pare-chocs à chaque coin du lit. La consommation électrique est de 240 V, 50-60 Hz, 24 V d'énergie. Protection du moteur de type IPX6.

**Accessoires:**

- Tige IV revêtu de chrome-nickel à hauteur ajustable.
- Jarretelles de drainage.
- Télécommande pour panneau de control.

**En option:****SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Support orthopédique.
- Réanimation cardio-pulmonaire manuelle sur le dossier du lit.
- Panneau de contrôle de l'infirmière.
- Crochet de ceinture.
- Rallonge de lit.
- Batterie rechargeable.
- Roues de 125 mm de diamètre avec verrouillage central et directionnel.

**Informations techniques:**

**Dimensions totales:** 101 x 214 x 53 / 77 HCM

**Surface de couchage:** 83 x 190

**Angle du dossier:** 70 degrés

**Angle du repose-pied:** 30 degrés

**Trendelenburg:** +/- 16 max.

**Capacité de charge:** 230 Kg

## Conformité et garantie



**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-electrique-multifonctions/6585-lit-d-hospitalisation-4-moteurs-modele-ad-194-a1.html>



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)