

FICHE PRODUIT



Lit de soins pédiatriques à 4 moteurs, Modèle AD-1480

Référence : SOC-AD1480

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du Lit de soins pédiatriques, Modèle AD-1480:

- Le repose tête et jambe est réglable en hauteur, et les fonctions Trendelenburg sont contrôlé par quatre (4) moteurs électriques.
- Le réglage en hauteur du repose tête et jambe, et les fonctions Trendelenburg peuvent être actionnées à distance grâce au panneau de télécommande.
- Le réglage en hauteur et les mouvements Trendelenburg fonctionnent par moteur électrique.
- La position cardiaque et la position de Fowler sont à commande électrique.
- La plate-forme du lit a trois parties en plaques perforée sur sa surface de couchage.
- Le lit a deux rails latéraux en métal.
- Dispose de roulettes en plastique de 125mm de diamètre avec système de verrouillage à la fois centralisé et directionnel.
- Le lit a quatre fentes de potence pour intraveineuse dans chaque coin.
- Il ya quatre pare-chocs dans chaque coin du lit.
- Consommation électrique : 240 V, 50-60 HZ, 24 V
- Système de protection du moteur : IPX6

Accessoires standards:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Hauteur réglable de la potence pour intraveineuse revêtu de nickel chromé.
- Barre de suspension du drainage.
- Un panneau de télécommande.

Accessoires en options:

- Support orthopédique.
- RCR (réanimation cardio-respiratoire) manuelle.
- Panneau de commande infirmier.
- Crochet de ceinture.
- Extension du lit.
- Batterie rechargeable.
- Freins de roulettes croisées.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 86 x 140 x 48 - 70 matelas HCM ;

Plate-forme du lit : 70X130 CM

Hauteur Min - Max : 48 – 70 HCM

Angle du dossier : 70°

Angle du repose pieds : 30°

Trendelenburg : +/- 16°.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-electrique-multifonctions/6586-lit-de-soins-pour-enfant-avec-moteur-electrique-modele-ad-1480.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com