

FICHE PRODUIT



Ecran ou Afficheur numérique pour Autoclave Tinhero BES

Référence : SOC-7502990001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Ecran ou Afficheur numérique pour Autoclave Tinhero BES

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-autoclave/6592-panneau-de-contrôle-numérique-pour-porte-autoclave-tinhero.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com