

FICHE PRODUIT



Ventilateur de soins intensif, Modèle VE-3100B

Référence : SOC-VE3100B

Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du Ventilateur de soin intensif, Modèle VE-3100B :

- Mode de ventilation : A/C, SIMV, Manuel ;
- Volume courant : 100 – 1800ml ;
- Fréquence de ventilation : 4 – 80bpm ;
- Interrupteur à pression pour ventilation spontané : 6 - 40CMH₂O ;
- Limite supérieur de la pression des voies respiratoires : 20 - 80CMH₂O ;
- Limite inférieur de la pression des voies respiratoires : 0 - 20CMH₂O ;
- Temps d'inspiration : 0,3s – 2s ;
- Rapport I:E : 1:1 - 1:5 ;
- Pression de démarrage : -20 à 0 CMH₂O ;
- Concentration d'oxygène : 50% ou 100% ;
- Pression de sécurité des voies respiratoires : 45CMH₂O ou 60CMH₂O ;
- Pression d'alimentation en gaz : 0,28 – 0,6Mpa ;
- Batterie interne au lithium : batterie au lithium DC7.2V 2.2Ah, peut fonctionner pendant plus de 15 heures ;
- Chargeur : AC110-220V 50-60Hz ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimensions : 185 x 90 x 56 mm ;
- Poids : 1.0kg.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/6603-ventilateur-medical-pour-usi-unite-de-soin-intensif-modele-ve-3100b.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com