

FICHE PRODUIT

Distillateurs d'eau, 4 L/H, Modèle 10DETA1040

Référence : SOC-PB-DETA1040

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Distillateurs d'eau, 4 L/H, Modèle 10DETA1040

Caractéristiques des distillateurs d'eau, Modèle 10DETA1040

Distillateurs d'eau automatiques et production continue.

Réservoir d'eau intégré avec une capacité de 10 litres.

L'élément de refroidissement et l'élément de chauffage sont fabriqués en acier inoxydable.

Excellente qualité de distillation.

Un dispositif de sécurité protège le distillateur d'eau en cas de panne d'alimentation en eau.

Toute cette gamme intègre un dispositif pour remplir un conteneur sans se soucier lorsque c'est terminé. Il coupe l'alimentation en eau et l'alimentation électrique pour éviter des dépenses inutiles en eau et en électricité.

Robinet de distribution de l'eau distillée.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Doté d'un support mural.

Restricteur de débit afin de limiter le débit de l'eau provenant du robinet optimisant ainsi le flux à un minimum nécessaire.

Nous recommandons l'utilisation du détergent liquide LITOPOL pour le nettoyage du verre.

Caractéristiques	10DETA1040
Capacité de distillation L/H	4
Consommation d'eau L/MIN	0,6
Conductivité à 20°C (µS/cm)*	1,5
Equipement, mesures hauteur x largeur x profondeur (mm)	500 x 630 x 320
Emballage, mesures hauteur x largeur x profondeur (mm)	540 x 660 x 420
Appareils de chauffage (W)	1 x 3000
Alimentation en électricité	110 V - 50/60 Hz 27 A
Equipement, poids kg	24
Emballage, poids kg	27,5

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/distillateurs/6608-distillateurs-d-eau-4-l-h-modele-10deta1040.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com