

FICHE PRODUIT



Kit d'Aspiration Manuelle Intra Utérine (AMIU)

Référence : SOC-SW-1218

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le kit d'Aspiration Manuelle Intra Utérine, ou kit AMIU contient :

- une seringue en polypropylène de 60cc avec un système double valve pour faire le vide et jouer son rôle d'aspiration: cette seringue stérilisable
- un flacon d'huile lubrifiante
- Huit connecteurs "seringues - cannules" de couleurs différentes
- Huit cannules stériles à usage unique de 4,5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 mm

Les cannules à usage unique peuvent être commandées séparément de la taille 4 à 12 mm. (sans la taille 11)

Poids brut : 0.6Kg

Dimensions: 28 x 14 x 10 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-gynecologiques-medicaux/6629-kit-d-aspiration-manuelle-intra-uterine.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Documents associés

- Kit AMUI

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com