

FICHE PRODUIT



Lit électrique à cinq fonctions, Modèle DA-2-2

Référence : SOC-PK-1503

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du lit électrique à cinq fonctions, Modèle DA-2-2 :

- Avec moteur T-motion de Taiwan
- Avec batterie
- Le cadre du lit est fait d'acier enduit d'époxy, il est stable et fiable ;
- Tête/pied de lit en plastique avec technologie ABS de haute qualité et couverture complète des rails latéraux ;
- Panneaux de contrôle intégrés des deux cotés des rails latéraux, facile à manipuler aussi bien pour le patient que pour les soins infirmiers
- Théories mécaniques, pesant précisément, avec affichage du pesage
- Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec système de verrouillage centralisé ;
- Cinq fonctions, qui peuvent être actionnés par moteur électrique, dont les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-80\pm 2^\circ$ (2) Repose genou : $0-35\pm 2^\circ$ (3) Haut - bas : 540~770 mm (4) Trendelenburg $20\pm 2^\circ$ (5) anti-trendelenburg $20\pm 2^\circ$
- Emplacement pour tige à sérum à chacun des coins
- Tension: 110V ~ 120V, 50Hz ~ 60Hz ou 220V ou 220V ~ 230V, 50Hz ~ 60Hz.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-electrique-multifonctions/6633-lit-electrique-a-cinq-fonctions-avec-moteur-t-motion-modele-da-2-2.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com