

FICHE PRODUIT

Lit électrique à trois fonctions, Modèle DA-3-3

Référence : SOC-PK-1506

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du lit électrique à trois fonctions, Modèle DA-3-3 :

- Avec moteur T-motion de Taiwan
- Avec batterie
- Le cadre du lit est fait d'acier enduit d'époxy, il est stable et fiable ;
- Tête de lit en plastique avec technologie ABS de haute qualité et rails latéraux pliables en alliage d'aluminium ;
- Quatre roulettes de 125 mm de diamètre, avec système de verrouillage centralisé ;
- Trois fonctions, qui peuvent être actionnées par moteur électrique, dont les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-70\pm 2^\circ$ (2) Repose genou : $0-35\pm 2^\circ$ (3) Haut - bas : 500~750 mm (4) Trendelenburg $20\pm 2^\circ$ (5) anti-trendelenburg $20\pm 2^\circ$.
- Emplacement pour tige à sérum à chacun des coins.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-electrique-multifonctions/6636-lit-electrique-a-trois-fonctions-avec-moteur-t-motion-modele-da-3-3.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com