

FICHE PRODUIT

Lit électrique multifonctions, Modèle DA-6

Référence : SOC-PK-1507

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques principales du lit électrique multifonctions, Modèle DA-6:

- Avec moteur T-motion de Taiwan
- Avec batterie
- La plateforme du lit est taillée une fois pour toute par une plaque d'acier laminée à froid, il est stable et fiable ;
- Panneau de tête/pied de lit et rails latéraux pliables en plastique avec technologie ABS de haute qualité, généreuse dans son apparence, facilement installé, fiable et facile à nettoyer ;
- Quatre roulettes silencieuses de 125 mm de diamètre, avec système de verrouillage centralisé permettant de déplacer le lit de manière flexible, légère et facile;
- Panneaux de contrôle intégrés des deux cotés des rails latéraux, facile à manipuler aussi bien pour le patient que pour les soins infirmiers
- Le dossier est fabriqué en un matériau transparent aux rayons X, qui est stable et fiable.
- Sept fonctions, qui peuvent être actionnés par moteur électrique, dont les détails sont les suivants : (1) Dossier : $0-80\pm 2^\circ$ (2) Repose genou : $0-35\pm 2^\circ$ (3) Haut - bas : 590~990 mm (4) Trendelenburg $20\pm 2^\circ$ (5) anti-trendelenburg $20\pm 2^\circ$ (6) Inclinaison gauche $0-40\pm 2^\circ$ (7) Inclinaison droite $0-40\pm 2^\circ$
- Emplacement pour tige à sérum à chacun des coins

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Tension: 110V ~ 120V, 50Hz ~ 60Hz ou 220V ~ 230V, 50Hz ~ 60Hz.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-electrique-multifonctions/6637-lit-electrique-multifonctions-avec-moteur-t-motion-modele-da-6.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com